

質疑回答書

令和2年 3月 5日

契約番号 2019002059

件 名 市内小中学校等 AED 貸借

質 疑	回 答
<p>1 (1) のガイドランスの項目ですが電源投入後胸骨圧迫リズム音が自動的になりと有りますが、フィリップス AED は電源投入後 i ボタンを押してリズム音をアナウンスしてきます。よろしいでしょうか？</p>	<p>1 胸骨圧迫リズム音を必要とする場合に、マニュアル紙面を確認する必要があるなど、使用者の行動を阻害することなく、音声アナウンスなどの指示で簡易に作動可能である場合は可とします。</p>
<p>2 (3) 漸増式であることとありますが フィリップスは定格 150 J (ジュール) で小児キーを差し小児モード時 50 J (ジュール) に自動的に切り替わります。(1) の箇所のショックエネルギー切り替えが本体側のレバーで行うとありますが、小児用キーでの切り替でよろしいでしょうか？</p>	<p>2 (1) のショックエネルギーの切り替えについては言及のとおり成人用と小児用の切り替えです。漸増式であることとは、一般社団法人 日本蘇生協議会「JRC 蘇生ガイドライン」において記述しているエネルギー量漸増式を指し、2 度目以降の電気ショックを漸増する仕様です。よって小児用切り替えとは別物とお考え下さい。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。